

ガラスバッジ サービスシステム

放射線の個人線量を測定し「安全」を管理する
「安心」のサービスシステム

放射線安全管理・個人健康管理・個人線量管理



- スタッフの健康管理に信頼感と安心感が生まれます。
- 検査結果は、マイクロフィルムにより永年保存され、必要に応じて全ての情報が検索できます。
- 個人線量の算出基礎データは、国家標準に準じます。
- スマートなクリップタイプで、ガラス素子の交換が不要です。
- 装着位置は、男性は胸部、女性は腹部が適切です。

ガラスバッジ サービスシステム



ガラスバッジの送付

●申込書を受領後、コンピュータに登録し、サービス実施日にあわせて「ガラスバッジ」と「測定依頼書」を定期的に12回送付します。

使用済のガラスバッジの返送

- 専用の返送用封筒にて「ガラスバッジ」と「測定依頼書」をご返送ください。
- 使用終了後3カ月以上経過したガラスバッジは、測定できませんので装着終了後は、速やかにご返送ください。
- 使用期間中に、多量被ばくなどの恐れがあり、至急処理をご要望の場合は、あらかじめご連絡いただくことにより、緊急処理扱いをいたします。

個人線量報告書の送付・FBニュースの送付と検査記録の永年保管

- 算定結果は、「個人線量報告書」にて5～7日間でご報告いたします。
- 学術、技術、法令等の資料を掲載したフィルムバッジニュースを毎月配布いたします。
- ご返送いただいた「測定依頼書」は6カ月、「線量測定記録」は(株)千代田テクノルにおいて永年保管いたします。

被ばく線量の測定は法律で定められています。

エックス線発生装置を使用する場合は、診療従事者の方が受けた放射線量を測定し、その結果を記録して保管することが法律で定められています。

「医療法施行規則第30条18・第30条27」厚生労働省
「電離放射線障害防止規則第8条・第9条」厚生労働省

- ① 男性は胸部、女性は腹部に装着します。
- ② ①に加えて他に被ばくする部位(頭)があればそこにも装着します。
- ③ 測定結果は算定・記録して30年間保存しなければなりません。

ご利用方法

- 申込書に必要事項をご記入、ご捺印のうえ、お出入りの歯科商店へお申し込みください。
- サービスの実施開始日は、お申込月の翌々月の1日となります。
- 追加申込、使用者変更の場合も、歯科商店までお申し込みください。

※申込後、次年度より中止連絡をいただかない場合は自動更新となります。(2ヶ月前に更新の確認の文書をお送りします)

※契約期間中の解約はできませんのでご了承ください。

※ガラスバッジは貸与品のため、紛失・破損などによって使用できない状況に陥った場合には、代価をもって弁済する義務を負います。

料金

ガラスバッジ 1名 14,400円

※但し、1年間12回分、期間内での途中解約及び利用者減の場合の返金はいたしかねます。

●掲載商品の標準価格は、2015年6月1日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 株式会社千代田テクノル

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161

www.dental-plaza.com

PUB NO. M207.2230-8-000.1506.1,000LJ-IO-Z